



progetti
Medical Equipment Solutions

TRAINER AED RESCUE SAM PRO

Automated external defibrillator (AED) Trainer
Defibrillatore esterno automatico (DAE) Trainer



AED Trainer

TRAINER AED RESCUE SAM PRO is the system designed to effectively train emergency responders in the use of the semi-automatic external defibrillator RESCUE SAM, thanks to simple and clear spoken and visual instructions.
5 pre-programmed scenarios selected directly from the remote control.
Real shock simulation in total safety

DAE Trainer

TRAINER AED RESCUE SAM PRO è il sistema progettato per formare al meglio i soccorritori all'utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno RESCUE SAM, grazie a semplici e chiare istruzioni vocali e visive.
5 scenari preprogrammati selezionabili direttamente dal telecomando in dotazione.
Simulazione di uno shock reale in totale sicurezza.



According to ERC 2015 guidelines



DEFIBRILLATORS



TRAINER AED RESCUE SAM PRO

TRAINER AED RESCUE SAM PRO has been created to train rescuers using a semi-automated external defibrillator (AED). It has a variety of pre-programmed scenarios to ensure that operators will become familiar with an AED and it allows them to demonstrate the basic skills necessary to use an AED in an emergency situation.

TRAINER AED RESCUE SAM PRO simulates a shock, but it can not deliver a real one, so it ensures complete safety during training sessions.

Il TRAINER AED RESCUE SAM PRO è stato creato con lo scopo di formare in modo efficace i soccorritori all'uso di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Fornisce una varietà di scenari preprogrammati per assicurare agli operatori di familiarizzare con un DAE e permettergli di acquisire le competenze di base necessarie per utilizzare un DAE in caso di emergenza.

Il TRAINER AED RESCUE SAM PRO prevede la simulazione di uno shock, ma non può erogare una scarica reale, di conseguenza garantisce la totale sicurezza durante la formazione.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



MODEL: TRAINER AED RESCUE SAM PRO

OPERATION MODE: semi-automatic

PROTOCOL: voice prompts and indicators guide user through protocol

VOICE INSTRUCTIONS: detailed voice messages guide responder through use of defibrillator

CONTROLS: shock button, info-button, On/Off button

INDICATORS: LED (different colours), info-button

SCENARIOS: 5 pre-programmed

1. Ventricular fibrillation with single shocks conversion
2. Ventricular fibrillation with multiple shocks required for conversion
3. Ventricular fibrillation with two shocks necessary for the conversion
4. Non-shockable rhythm
5. Ventricular fibrillation with three shocks necessary for the conversion

TRAINING PADS: 3 pairs of pads are provided for adults and 2 pairs of child paddles (pads are reusable)

BATTERY: DC 9V NiMH rechargeable battery for long-lasting time

STATIC ELECTRICITY: <5uA

REMOTE CONTROL: Battery DC 3V / 2 AAA

SIZE: 290x280x90 mm

WEIGHT: 2Kg

Standard set:
- main unit
- remote control
- training pads and adaptors
- battery charger
- instruction manual
- pads' bag

Optional
- bag



MODELLO: TRAINER AED RESCUE SAM PRO

MODALITÀ D'USO: semi-automatico

PROTOCOLLO: indicatori vocali e segnali luminosi guidano l'utilizzatore attraverso il protocollo

ISTRUZIONI VOCALI: messaggi vocali dettagliati indicano all'operatore le azioni da compiere

CONTROLLI: tasto shock, tasto info, tasto On/Off

INDICATORI: LED (colori differenti), tasto i-info

SCENARI: 5 preprogrammati

1. Fibrillazione ventricolare con singolo shock di conversione
2. Fibrillazione ventricolare con shock multipli necessari per la conversione
3. Fibrillazione ventricolare con due shock necessari per la conversione
4. Ritmo non defibrillabile
5. Fibrillazione ventricolare con tre shock necessari per la conversione

PIASTRE DA FORMAZIONE: vengono fornite 3 coppie di piastre per adulti e 2 coppie di piastre pediatriche (le piastre sono riutilizzabili)

BATTERIA: DC 9V NiMH, batteria ricaricabile di lunga durata

CORRENTE STATICA: <5uA

TELECOMANDO: batterie DC 3V/2* AAA

DIMENSIONI: 290x280x90 mm

PESO: 2Kg

Configurazione standard
- unità principale
- telecomando
- piastre da formazione e adattatori
- alimentazione per batteria
- manuale
- bustina portapiastre

Opzionali:
- borsa



progetti®
Medical Equipment Solutions

PROGETTI S.r.l.
Strada del Rondello, 5
10028 Trofarello (Torino) - Italy
Ph. +39 011 644 738
Fax +39 011 645 822
info@progettimedical.com
www.progettimedical.com



Management
System
EN ISO
13485:2016
www.tuv.com
ID 900027452



Quality system ISO certified

Distributed by: