


progetti[®]
Medical Equipment Solutions

PG OTI-ONE H

Electrical hydraulic operation table
Table opératoire électro-hydraulique



OPERATING TABLE
TABLE OPÉRATOIRE

304 stainless steel structure with **slow rebound** latex foam mattress

Five section body layout for multiple surgical position request

Reliable electro-hydraulic system with **smooth movement & silent lifting**

Table top sliding for **X-Ray and C-Arm 350mm**

Individual **kidney bridge elevation system** (optional)

Built-in back up battery, Zero function standard

Override panel control on column (optional)

Structure en acier inoxydable 304 avec un matelas en mousse de latex à **rebond lent**

Disposition du corps en cinq sections pour s'adapter à diverses positions chirurgicales

Système électro-hydraulique fiable pour un **mouvement fluide et une élévation silencieuse**

Fonction de glissement du plateau pour un accès facile aux **rayons X et au bras C (350 mm)**


Système d'**élévation du pont rénal** individuel (optionnel)

Batterie de secours intégrée, fonction zéro standard

Panneau de contrôle de dérivation sur la colonne (optionnel)



OPERATING ROOM
BLOC OPÉRATOIRE



PG OTI-ONE H

TECHNICAL FEATURES

Designed specially to meet the different demands of general surgical operations, latex foam washable mattress, concealed rubber lift locker, single or double remote controller (optional on override panel in the column).

Class I, type B

Ingress Protection: IPX4

Mattress: 80 mm memory sponge with PV leather

Length: 1960mm

Width: 500mm

Height adjustment: 690-1100mm

Reversed Trendelenburg: 30°

Trendelenburg: +30°

Tilt left/right: +20°/-20°

Horizontal sliding: 350mm

Net weight overall: 250Kg

Loading capacity: 250 kg

Leg plate up/down: +20°/-90°

Head rest up/down: +40°/-90°

Back plate up/down: +90°/-40°

Leg plate up/down: +15°/-90°

Leg plate outward: ± 90°

Kidney bridge elevation: 120mm

Zero position standard

Backup battery: for 80 movements (optional)

Power supply: 100-240V / 50-60Hz

Standard accessories: mattress pad (1 pc), cable controller (1 pc), arm support (1 pair), shoulder support (1 pair), body support (1 pair), leg support (1 pair), anesthesia frame (1 set), foot plate (1 pair), fixing clamp (8 pcs.), long fixing clamp (8 pcs.)

Options: override panel with reposition function on column, powered leg plate, arm surgery support, body belt, orthopedic traction, X-ray board, external kidney bridge, head rest, instrument tray, skull clamp.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Conçu spécialement pour répondre aux différentes exigences des opérations chirurgicales générales, matelas en mousse de latex lavable, serrure de levage en caoutchouc dissimulée, télécommande simple ou double (optionnelle sur le panneau de surpassement dans la colonne).

Classe I, type B

Protection contre les intrusions: IPX4

Matelas: mousse mémoire de 80 mm avec cuir PV.

Longueur: 1960 mm

Largeur: 500 mm

Réglage de la hauteur: 690-1100 mm

Trendelenburg inversé: 30°

Trendelenburg: +30°

Inclinaison gauche/droite: +20°/-20°

Glissement horizontal: 350 mm

Poids net total: 250 kg

Capacité de charge: 250 kg

Plaque de jambe haut/bas: +20°/-90°

Repose-tête haut/bas: +40°/-90°

Plaque dorsale haut/bas: +90°/-40°

Plaque de jambe haut/bas: +15°/-90°

Plaque de jambe vers l'extérieur: ±90°

Élévation du pont rénal: 120 mm

Position zéro standard

Batterie de secours: pour 80 mouvements (optionnelle)

Alimentation: 100-240V / 50-60Hz

Accessoires standard: Matelas (1 pc), télécommande à câble (1 pc), support pour bras (1 paire), support pour épaules (1 paire), support corporel (1 paire), support pour jambes (1 paire), cadre d'anesthésie (1 ensemble), plaque de pied (1 paire), pince de fixation (8 pcs), pince de fixation longue (8 pcs)

Options: Panneau de surpassement avec fonction de repositionnement sur la colonne, plaque de jambe motorisée, support pour chirurgie des bras, ceinture corporelle, traction orthopédique, planche radiographique, pont rénal externe, repose-tête, plateau pour instruments, pince à crâne.



progetti®
Medical Equipment Solutions

PROGETTI S.r.l.
Strada del Rondello, 5
10028 Trofarello (Torino) - Italy

Ph. +39 011 644 738
info@progettimedical.com

progettimedical.com



Management
System
EN ISO
13485:2016

www.tuv.com
ID: 9000027452



Quality system ISO certified

Distributed by:
Distribué par:

SPECIFICATIONS AND CONTENTS OF THIS DOCUMENT MAY
BE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
LE CONTENU ET LES SPÉCIFICATIONS DE CE DOCUMENT
PEUVENT VARIER SANS PRÉAVIS